

BIOPTRON FÖR HEMMABRUK till dina kunder!



Vi ger dig möjligheten att hjälpa dina kunder att reducera behandlingstiden genom att effektivisera behandlingen med Bioptron i hemmet. En smärtfri behandling med vårt unika lågenergiljus stärker effekten på den traditionella behandlingen på mindre än halva tiden vilket är ett komplement till den traditionella behandlingen eller som en enda behandlingsform.

Behandling på kliniken

Effekten:

- slätare hy
- balanserad hy
- förnygrad hy

Avsevärd reduktion av:


- porer
- ärrbildningar
- pigment relaterade fläckar
- melasma fläckar
- svårläkta eksem
- svårläkt acne
- bölder



Före och efter behandling med Bioptron



Newsletter Biopton - 2010 -



BIOPTRON MOTVERKAR även ÅLD RAND E T

På uppdrag av medicinska och kosmetiska divisioner är vi glada att informera dig om extraordinärt resultat med en vetenskaplig undersökning som utfördes av dermatologiska institutet i Neuchatel i Schweiz. Undersökningen utfördes under 8 veckor på 20 försökspersoner i åldern mellan 42 och 60 år, syftet med denna studie var att analysera hur effektiv behandling med Biopton är i kombinerad traditionell behandling.

Produkter som användes under denna studie är en av flera Biopton's egna produkter. Vi har valt den

prisförmånliga "Swissological" hydro- lift serum och hydro - lifting- creme.

Produkter som DECLÉOR, MD FORMULATIONS och B I O T H E R M som används i traditionell behandling ger motsvarande effekt.



Swissological Hydro -lifting Serum



Swissological Hydro - Lifting Cream

Resultaten av denna undersökning var långt över förväntan, eftersom det är tydligt att:

- Behandling med **BIOPTRON** stärker effekten av mikrocirkulationen i huden 6 gånger snabbare än normalt och därför har den en tydlig inverkan på huden under regenereringsprocessen
- 12% förbättring av hudens epidermis och dermis täthet, och 12% förbättring av hudens fasthet uppnåddes inom de första 4 veckorna
- Efter 8 veckor med 2 professionella behandlingar på skönhetsalongen och dagliga behandlingar morgon och kväll med Biopton Pro1 i hemmet med Swissological, uppnåddes en avsevärd förbättring med 68% av hudens epidermis och dermis täthet, och 82% av hudens fasthet. Denna uppmätning baseras efter den genomsnittliga regenereringsprocessen
- Traditionella behandlingar med Swissological och utan behandling med Biopton ger ett utfall i snitt på 34% förbättrad täthet i epidermis och dermis och 41% förbättrad fasthet i huden efter 8 veckor
- Resultatet på förstörade porer, synliga rynkor, melasma fläckar reducerades avsevärt eller helt avlägsnat efter 8 veckor
- Hudens fuktighet balanserades upp och upprätthålls genom kontinuerlig användning av våra hudprodukter