

## Bioptron Compact III

Är avsedd att användas i hemmet, på sjukhus och på vårdcentraler.

Apparaten är enkel att använda och den är utrustad med en timer som ger ifrån sig en signal varannan minut.

Den är förpackad i en praktisk plastförpackning som passar för förvaring hemma eller när du reser.



### Tekniska specifikationer

Filterdiameter	4 cm
Strömförsörjning	100-230 V~, 50/60 Hz
Energiförbrukning	56VA
Uppskattad halogeneffekt	20 W
Skyddsklass	Klass II  , IP 20
Enhetstyp	Type BF 
Vikt (utan stativ)	0,5 kg
Omgivande temperatur:	
- Användning	+10°C to +40°C
- Förvaring	+5°C to + 45°C
Våglängd	480 - 3400 nm
Polariseringsgrad	>95% (590 - 1550 nm)
Specifik effektdensitet	i genomsnitt 40 mW/cm <sup>2</sup>
Ljusenergi per minut	i genomsnitt 2.4 J/cm <sup>2</sup>
CE-märkning	 0124